

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DU CHOLESTECH LDX

Exécution d'un contrôle de qualité externe dans le cadre du CardioTest®

1 Préparatifs

- Mettre en marche l'appareil
- Exécuter un Optics Check



2 Réglage sur mode « Sérum »

- Appuyer sur la touche « Stop » jusqu'à apparition de la langue
- Appuyer plusieurs fois sur la touche « Run » jusqu'à ce que « sang total » apparaisse
- Appuyer sur la touche « Data » pour sélectionner « Sérum » !
- Confirmer en pressant sur la touche « Stop »

A CE STADE L'APPAREIL EST PRÊT POUR LA MESURE



3 Pipeter le sérum dans la cassette

- Mélanger l'échantillon-contrôle en le basculant plusieurs fois
- Placer l'embout en plastique jaune (40 µl) sur la pipette verte
- Presser sur le bouton de la pipette
- Introduire la pipette perpendiculairement dans l'échantillon et relâcher lentement le bouton
- Tenir la pipette perpendiculairement au dessus la cassette
- Presser lentement sur le bouton de la pipette. Introduire lentement l'échantillon dans l'ouverture, au centre de la cassette, sans former de bulles d'air
- Tenir impérativement le bouton pressé avant de retirer la pipette de la cassette
- Ce n'est qu'à ce stade que le bouton peut être relâché



4 Mesure

- Appuyez sur « Run » pour actionner l'ouverture du tiroir de l'analyseur
- Placer immédiatement la cassette dans le tiroir et appuyer sur « Run »
- La durée du test est d'environ 5 minutes



5 Rendu du résultat

- Les résultats s'impriment une fois le test terminé. Coller l'étiquette sur le protocole Optics Check
- Pour rendre les résultats du contrôle de qualité externe par voie électronique (EQAcom), suivez les instructions spécifiques qui vous ont été envoyées avec l'échantillon



6 Reconfigurer sur mode « sang total »

- Ne pas oublier de reconfigurer votre appareil sur le mode « sang total »
- Procéder comme au point 2 – et documentez le sur votre protocole !